



Flujos Vaginales

INDICACIONES:

Germen buscado	Origen Anatómico	Material	Conservación
Gérmenes comunes, Cándida spp., Trichomonas	Fondo de saco	Hisopo con medio de transporte estéril	T. ambiente
Mycoplasma Urogenitales	Endocervix	Hisopo con medio de transporte estéril	T. ambiente
Chlamydia Trachomatis	Endocervix	Hisopo sin medio de transporte estéril	T. ambiente
Estreptococo Beta Hemolítico Grupo B - Vaginal	Vaginal	Hisopo con medio de transporte estéril	T. ambiente
Estreptococo Beta Hemolítico Grupo B - Anal	Anal	Hisopo con medio de transporte estéril	T. ambiente

Elementos necesarios:

-Hisopos con y sin medio de transporte estéril que proveerá el laboratorio.

Recolección de muestra:

-En consultorio médico. Se solicita que los materiales sean rotulados en el momento de la toma de muestra indicando el sitio anatómico de dónde provienen.

Recomendaciones:

-Todas las muestras deberán ser remitidas inmediatamente al laboratorio.

-Un estudio de FV completo, implica el envío de tres muestras al laboratorio.

Rev 1 Fecha 02/02/2017

