



## **Chlamydia Trachomatis Antígeno con Anticuerpo Monoclonal (Varones)**

### **INDICACIONES:**

-Asegurarse una retención urinaria mínima de tres horas antes de la toma de muestra.

### Elementos necesarios:

-Hisopo estéril provisto por el laboratorio.

*La toma de muestra se realizará en el laboratorio o por el médico solicitante.*

### Toma de muestra (uretra):

-Introduzca el hisopo en la uretra (2-4 cm).

-Tomar la muestra pasando el hisopo durante 10 segundos por toda la superficie uretral con un movimiento de rotación.

-Introduzca el hisopo en el tubo.

-Cierre el tubo y escriba el número de identificación del paciente en una etiqueta.

### Recomendaciones:

-Remitir la muestra al laboratorio enseguida.

Rev 5 Fecha 18/10/2012

