



## Ácido delta-amino levulínico, Coproporfininas, Porfobilinógeno y Uroporfirinas en orina de 24 horas

### INDICACIONES:

Elementos necesarios:

-Bidón sin conservante provisto por el laboratorio.

Toma de muestra:

- A primera hora de la mañana, vaciar la vejiga (por ejemplo a las 8 AM).
- A partir de allí, colectar TODAS las micciones en el bidón sin descartar nada del líquido.
- Colectar hasta la primera orina del día siguiente inclusive (en el ejemplo, las 24 hs se completan a las 8 AM del día siguiente)

Recomendaciones:

- No requiere preparación previa
- Mantener el frasco SIEMPRE en la heladera hasta completar las 24 horas de recolección.
- Para la correcta expresión del resultado es importante considerar el volumen total de orina emitido, por lo tanto, no se debe descartar ninguna micción o fracción de esta.

Mantener el recipiente al abrigo de la luz.  
Por ejemplo, usar una bolsa de plástico negra

Rev 1 Fecha 11/02/2017