



Orina Completa

INDICACIONES:

Dieta:

-No es necesaria una dieta previa.

Elementos necesarios:

-1 vaso flexible y un tubo cónico de plástico en bolsa de polietileno provistos por el laboratorio.

Recolección de la muestra:

-Se debe juntar la primera orina de la mañana.

-Descarte la primera porción del chorro de orina y junte la siguiente (chorro medio) en el vaso flexible, trasvasando al tubo un poco de la muestra, sólamete hasta la marca.

- Tapar bien el tubo e identificar con nombre y apellido, colocando el mismo en la bolsa de polietileno.

- Descartar el vaso flexible.

- Entregar en el laboratorio, el tubo dentro de la bolsa de polietileno,

Recomendaciones:

-Lavarse las manos antes de abrir el envase que será en el momento de la recolección de la muestra.

- La muestra debe ser entregada en el laboratorio inmediatamente y como máximo, dentro de las 3 horas de emitida.

-Entregar en el laboratorio de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 12:00 de la mañana y los días sábado, de 7:00 a 10:30.

Rev 10 Fecha 29/01/2020